

Anticorpo Policlonale Anti-Clcc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S66

Numero articolo: CM0021540

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CLCC1 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Mira al canale del cloruro del reticolo endoplasmatico importante per l'omeostasi del calcio e la sopravvivenza neuronale. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sullo stress del RE e sulla retina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CLCC1 Rabbit pAb
Note/Alias	MCLC; RP32; CLCC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23155
GeneID	23155
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-501 del CLCC1 umano (NP_055942.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96S66
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio