


Anticorpo Policlonale Anti-Clcn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35523

Numero articolo: CM0025612



introduzione

CLCN1 Rabbit pAb (P35523) è un anticorpo policlonale che si targeting sulla proteina del canale del cloro 1 umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Supporta la ricerca sull'eccitabilità del muscolo scheletrico e sulle canalopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLCN1 Rabbit pAb
Note/Alias	CLC1; CLCN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1180
GeneID	1180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 779-988 del CLCN1 umano (NP_000074.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35523
Peso proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio