


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Clcn1 Per Wb E Elisa - P35523

Numero articolo: CM0003483



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CLCN1 di alta qualità per WB e ELISA. Bersaglia la proteina canale del cloruro 1 umana, un canale ionico voltaggio-dipendente fondamentale per l'eccitabilità del muscolo scheletrico e il mantenimento del potenziale di membrana a riposo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLCN1 Rabbit mAb
Note/Alias	CLC1; CLCN1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1180
GeneID	1180
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 889-988 di CLCN1 umana (NP_000074.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P35523
Peso proteico	109 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio