


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clcn7 Per Wb Ed Elisa - P51798

Numero articolo: CM0027875



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-CLCN7 validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva la proteina CLCN7 (CIC-7) in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sull'acidificazione lisosomiale, il trasporto del cloruro e l'osteopetrosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLCN7 Rabbit pAb
Note/Alias	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1186
GeneID	1186
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 626-805 di CLCN7 umano (NP_001278.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51798
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio