


Anti-Clcnka Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P51800

Numero articolo: CM0028531



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CLCNKA validato per WB ed ELISA su campioni umani e di topo. Bersaglia il canale del cloruro CIC-Ka, coinvolto nell'udito e nella funzione renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLCNKA pAb di Coniglio
Note/Alias	CLCK1; CIC-K1; hCIC-Ka; CLCNKA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-644 di CLCNKA umano (NP_001244068.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P51800
Peso Proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio