

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cldn10 Per Wb, Elisa - P78369

Numero articolo: CM0027357

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-CLDN10 validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Mirato alla Claudina-10 umana, una proteina delle giunzioni strette che regola la permeabilità paracellulare agli ioni, adatto per la ricerca renale ed epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb coniglio CLDN10
Osservazioni/Alias	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9071
GeneID	9071
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della CLDN10 umana (NP_008915.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P78369
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio