

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clon11 Per Wb, Elisa - 075508

Numero articolo: CM0029507

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CLDN11 di alta qualità validato per WB e ELISA. Riconosce la claudina-11 umana e murina, una proteina delle giunzioni serrate coinvolta nell'adesione cellulare e nella leukodistrofia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLDN11 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Specie	Umana
GenelD (Umana)	5010
GenelD	5010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-207 di CLDN11 umana (NP_005593.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	075508
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio