

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clon11 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075508

Numero articolo: CM0017791

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CLDN11 progettato per applicazioni WB, IHC-P, ELISA. Riconosce CLDN11 umano, murino e di ratto, un componente delle giunzioni strette implicato nell'adesione intercellulare. Ideale per studi di neurobiologia e di funzione barriera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLDN11 Rabbit pAb
Note/Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Specie	Umano
ID Gene	5010 (Umano)
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di CLDN11 umano (NP_005593.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075508
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio