

Anticorpo Policlonale Anti-Cldn17 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P56750

Numero articolo: CM0013221

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Claudina-17 umana (CLDN17) per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle giunzioni strette e sul trasporto degli anioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	CLDN17 Rabbit pAb
Note/Alias	CLDN17
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	26285
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 100 e il C-terminale della CLDN17 umana (NP_036263.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P56750
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante