

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Cldn3 Per Wb, Elisa - O15551

Numero articolo: CM0016745

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro CLDN3 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Utile per studi sulle giunzioni strette e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CLDN3 Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Osservazioni/Alias  | RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3                                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                 |
| Gene ID             | 1365                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-220 del CLDN3 umano (NP_001297.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                                           |
| SWISS               | O15551                                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 23kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                    |