

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clcn5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00501

Numero articolo: CM0018336

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro CLDN5, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Essenziale per studi sulle giunzioni strette e sulla funzione di barriera.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CLDN5 Rabbit pAb
Note/Alias	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7122
GeneID	7122
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 119-218 di CLDN5 umano (NP_001349995.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00501
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio