

Anticorpo Policlonale Anti-Cldn7 Per Wb, If-P, Elisa - 095471

Numero articolo: CM0021855

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-CLDN7 validato per WB, IF-P ed ELISA; rileva la Claudina-7 umana, murina e ratto a ~22 kDa. Ideale per studi sulle giunzioni strette e ricerche sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CLDN7 Coniglio pAb
Note/Alias	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, claudina-1, CLDN7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1366
Gene ID	1366
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-211 della CLDN7 umana (NP_001298.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	095471
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio