

Anticorpo Policlonale Anti-Clnd1 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Ny35

Numero articolo: CM0025632

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a CLDND1 umano, una proteina delle giunzioni strette che regola la permeabilità alle piccole molecole. Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni strette.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLDND1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56650
GeneID	56650
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-138 di CLDND1 umano (Q9NY35).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NY35
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio