


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caspasi-1 P20 Clivata Per Wb, Elisa - P29466

Numero articolo: CM0007082



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la subunità p20 clivata della caspasi-1 umana, validato per WB ed ELISA. Adatto per studi sull'attivazione dell'inflammasoma, sulla piroptosi e sull'elaborazione delle citochine infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-caspasi-1 p20 clivata
Note/Alias	ICE; P45; IL1BC; Caspasi-1 p20
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	834
GeneID	834
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della caspasi-1 p20 umana (NP_001244047.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P29466
Peso della proteina	10KDa/29KDa/35KDa/42KDa/45KDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante