


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cleaved-Caspase 3 P12 Per Wb, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0011993



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ad alta specificità mirato al frammento di clivaggio p12 della caspasi-3 umana (P42574). Validato per WB ed ELISA, supporta studi sui meccanismi dell'apoptosi e lo sviluppo di biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Cleaved-Caspase 3 p12 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	836
Gene ID	836
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 171-270 della Cleaved-Caspase 3 p12 umana (NP_004337.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P42574
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio