


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cleaved Caspase-8 (Asp384) Per Wb, Elisa - Q14790

Numero articolo: CM0004729



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla Caspasi-8 scissa (Asp384). Validato per Western blot e ELISA su campioni umani. Adatto per applicazioni di ricerca su apoptosi, necroptosi e piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Cleaved Caspase-8 (Asp384) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	841
GeneID	841
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 371-470 della Caspasi-8 umana (NP_203519.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q14790
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio