


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Gasdermina D Clivata (N-Terminale) Per La Ricerca Sulla Piroptosi - P57764

Numero articolo: CM0006306



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio altamente specifico che bersaglia il frammento N-terminale clivato della Gasdermina D umana (P57764). Adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della piroptosi, l'attivazione dell'inflammasoma e le risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio contro Gasdermina D clivata (N terminale)
Annotazioni/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	79792
ID gene	79792
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui attorno all'Asp275 della Gasdermina D umana (NP_079012.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P57764
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio