


Anticorpo Monoclonale Anti-Parp Clivato (Asp214) Per Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Numero articolo: CM0005559



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PARP clivato (Asp214) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva il frammento di clivaggio specifico dell'apoptosi della PARP1 umana. Ideale per la ricerca sul danno del DNA e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PARP clivato (Asp214) Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Specie	Umana
ID gene	142
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 201-300 della PARP umana (Asp214) (NP_031441.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P09874
Peso proteico	113 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio