

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clec11A Per Wb, Elisa - Q9Y240

Numero articolo: CM0025860

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLEC11A umano, validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Ideale per studi sull'osteogenesi, il mantenimento osseo e la ricerca sul tessuto scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | CLEC11A Rabbit pAb                                                                                                                                     |
| Note/Alias               | P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A                                                                                                                     |
| Specie                   | Umano                                                                                                                                                  |
| GenelD (umano)           | 6320                                                                                                                                                   |
| GenelD                   | 6320                                                                                                                                                   |
| Immunogeno               | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-323 di CLEC11A umano (NP_002966.1) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria                | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                  |
| Applicazione             | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reattività Incrociata    | Umano, Topo                                                                                                                                            |
| SWISS                    | Q9Y240                                                                                                                                                 |
| Peso Molecolare Proteina | 36kDa                                                                                                                                                  |
| Spedizione               | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                     |