

Anticorpo Policlonale Anti-Clec12A Per Wb, If-P, Elisa - Q5Qgz9

Numero articolo: CM0029919



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLEC12A umano (CLL-1, MICL), validato per WB, IF-P, ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'attivazione delle cellule mieloidi e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLEC12A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CLL1; MICL; CD371; CLL-1; DCAL-2; CLEC12A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	160364
GeneID	160364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-265 di CLEC12A umano (NP_612210.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5QGZ9
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio