

Anticorpo Policlonale Anti-Clec1B Per Wb, Elisa - Q9P126

Numero articolo: CM0029272



introduzione

Anticorpo Policlonale Anti-CLEC1B ad alta specificità validato per WB ed ELISA. Rileva CLEC1B umano, murino e ratto, un recettore piastrinico PDPN coinvolto nella trombosi e nella biologia vascolare. Ideale per uso immunodiagnostico e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLEC1B Rabbit pAb
Note/Alias	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; 1810061I13Rik; CLEC1B
Specie	Umano
GeneID	51266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-196 di CLEC1B umano (NP_001092901.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9P126
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio