


Anticorpo Monoclonale Anti-Clec3B/Tetranectina Per Wb, If/Icc, Elisa - P05452

Numero articolo: CM0008963



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CLEC3B/Tetranectina umana (P05452), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione retinica, del confezionamento esocitotico e del legame al plasminogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio CLEC3B/Tetranectina
Note/alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectina
Specie	Umano
GeneID (umano)	7123
GeneID	7123
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P05452
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico