


Anticorpo Policlonale Anti-Clec3B/Tetranectina Per If/Icc, Elisa - P05452

Numero articolo: CM0025057



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la CLEC3B/Tetranectina umana, adatto per IF/ICC ed ELISA. Mira alla lectina di tipo C secreta coinvolta nel legame del plasminogeno, nella funzione retinica e nell'esocitosi. Ideale per studiare le interazioni delle proteine plasmatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CLEC3B/Tetranectina Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectina
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7123
GeneID	7123
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-202 della CLEC3B/Tetranectina umana (NP_003269.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	P05452
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio