


Anticorpo Policlonale Anti-Clec4D Per Wb, If-P, Elisa - Q8Wxi8

Numero articolo: CM0026887



introduzione

Anticorpo Rabbit pAb CLEC4D di alta qualità validato per WB, IF-P, ELISA. Riconosce CLEC4D (CD368, Dectin-3) umano, di topo, di ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sui recettori di riconoscimento di pattern.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Rabbit pAb CLEC4D
Note/Alias	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	338339
GeneID	338339
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-215 di CLEC4D umano (NP_525126.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXI8
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio