

Anticorpo Policlonale Anti-Clec4E Per Wb, Elisa - Q9R0Q8

Numero articolo: CM0027975

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia CLEC4E (Mincle) di topo, un recettore immunitario innato di tipo lectina C. Adatto per WB e ELISA, con reattività crociata verso ratto. Ideale per studi sul riconoscimento di pattern e sulla difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLEC4E Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Mincle; Clecsf9
Specie	Topo
GeneID (Umano)	26253
GeneID	56619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-200 di CLEC4E/MINCLE di topo (NP_064332.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q9R0Q8
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio