


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Clec4M Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2X3

Numero articolo: CM0014423



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting CLEC4M umano (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con Umano, Topo, Ratto. Uso per la ricerca sul riconoscimento dei patogeni e studi sulla sorveglianza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	CLEC4M Rabbit pAb
Note/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10332
ID Gene	10332
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 71-399 del CLEC4M umano (NP_055072.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H2X3
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio