


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Clec5A Per Wb E Elisa - Q9Ny25

Numero articolo: CM0028197



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro CLEC5A umano (MDL-1), convalidato per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, sulle infezioni virali e sull'osteoclastogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLEC5A pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23601
Gene ID	23601
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-188 di CLEC5A umano (NP_037384.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NY25
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio