

Anticorpo Policlonale Anti-Clec7A Per Wb, Elisa - Q9Bxn2

Numero articolo: CM0026675

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLEC7A (Dectin-1) umano. Validato per WB e ELISA, mostra reattività crociata con esseri umani, topo e ratto. Ideale per studi sull'immunità innata, il riconoscimento fungino e la segnalazione del beta-glucano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLEC7A Rabbit pAb
Note/Alias	BGR; CD369; CANDF4; SCARE2; DECTIN1; CLECSF12; CLEC7A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	64581
GeneID	64581
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 140-240 di CLEC7A umano (NP_922938.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXN2
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio