


Anticorpo Policlonale Anti-Clc1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000299

Numero articolo: CM0016992



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLIC1 umano (Proteina del canale cloruro intracellulare 1) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla biologia dei canali ionici e redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	CLIC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1192
Gene ID	1192
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000299
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio