


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-CLIC1 Per Wb, Elisa - 000299

Numero articolo: CM0029653



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il CLIC1 umano (27 kDa). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con il CLIC1 di topo e ratto. Ideale per la ricerca sui canali ionici e sulle ossidoreduttasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	CLIC1 Rabbit pAb
Note/Alias	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1192
GeneID	1192
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-241 del CLIC1 umano (NP_001279.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00299
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio