

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-CLIC4 Per Wb E Elisa - Q9Y696

Numero articolo: CM0002598

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-CLIC4 convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva CLIC4 (~29 kDa) umano, di topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione dei canali ionici, della regolazione redox e dell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLIC4 Rabbit mAb
Note/Alias	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Specie	Umana
ID gene (umano)	25932
ID gene	25932
Immunogeno	Proteina ricombinante/proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CLIC4 umano (NP_039234.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	Q9Y696
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio