


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-CLIC4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y696

Numero articolo: CM0028391



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CLIC4 umano (p64H1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sui canali intracellulari del cloruro, ossidoreduttasi e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLIC4 Rabbit pAb
Note/Alias	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	25932
GenelD	25932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-253 di CLIC4 umano (NP_039234.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y696
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio