


Anticorpo Policlonale Anti-Clip1 Per Wb, Elisa - P30622

Numero articolo: CM0017178



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CLIP1 umano convalidato per WB e ELISA, a reazione crociata con topo e ratto. Bersaglia la proteina che traccia l'estremità positiva dei microtubuli coinvolta nella dinamica del citoscheletro e nel traffico vescicolare. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLIP1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6249
GeneID	6249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1228-1427 di CLIP1 umana (NP_002947.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P30622
Peso proteico	162 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio