


Anticorpo Policlonale Anti-Clip1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P30622

Numero articolo: CM0030379



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla proteina di collegamento 1 contenente il dominio CAP-Gly umana (CLIP1/CLIP-170). Validato per Western blot e ELISA; reattività incrociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla dinamica dei microtubuli e sul traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLIP1 Rabbit pAb
Note/Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6249
ID Gene	6249
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1228-1427 di CLIP1 umano (NP_002947.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P30622
Peso proteico	162kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio