


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-CLN5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075503

Numero articolo: CM0013159



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CLN5 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Riconosce la bis(monoacilglicerolo)fosfato sintasi CLN5, un enzima lisosomiale coinvolto nella sintesi di BMP e nella ceroido-lipofusinosi neuronale. Ideale per la ricerca sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio anti-CLN5
Note/Alias	CLN5; NCL
Specie	Umano
GeneID (umano)	1203
GeneID	1203
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 96-407 di CLN5 umano (NP_006484.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075503
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio