

Anticorpo Policlonale Anti-CLN8 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby8

Numero articolo: CM0021701

introduzione

Anticorpo policlonale anti-CLN8 di coniglio per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia CLN8 umano (Q9UBY8), una proteina di membrana del RE coinvolta nella neuroprotezione e nella proliferazione cellulare. Adatto per la ricerca sulla ceroidolipofusinosi neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLN8 Rabbit pAb
Note/Alias	EPMR; TLCD6; C8orf61; CLN8
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	2055
GeneID	2055
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9UBY8
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio