

Anticorpo Policlonale Anti-Clns1A Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54105

Numero articolo: CM0019517



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLNS1A (pICln) umano per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. È coinvolto nell'assemblaggio degli snRNP spliceosomali e nella metilazione delle proteine Sm. Adatto per ricerche sull'splicing dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLNS1A Rabbit pAb
Note/Alias	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1207
GeneID	1207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-237 di CLNS1A umano (NP_001284.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54105
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio