

Anticorpo Policlonale Anti-CLNS1A Di Coniglio Per Wb, Elisa - P54105

Numero articolo: CM0024834



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting CLNS1A umano (sottounità del metilossoma pICln) per l'uso in Western blot e ELISA. Validato su campioni umani; essenziale per la ricerca sull'assemblaggio dello spliceosoma e sullo splicing dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLNS1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1207
GeneID	1207
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-237 di CLNS1A umano (NP_001284.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P54105
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio