


Anticorpo Monoclonale Anti-Clock Di Coniglio Per Wb, Elisa - O15516

Numero articolo: CM0012319



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-CLOCK convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con CLOCK umano, di topo e di ratto. Immunogeno peptide sintetico (aa 100-200). Ideale per la ricerca sul ritmo circadiano e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-CLOCK
Note/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9575
GeneID	9575
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CLOCK umano (NP_004889.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15516
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio