


Anticorpo Policlonale Anti-Clock Di Coniglio Per Wb, Elisa - O15516

Numero articolo: CM0028150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CLOCK umano (KAT13D/bHLHe8), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva CLOCK in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sul ritmo circadiano e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLOCK Rabbit pAb
Note/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Specie	Umano
GeneID (umano)	9575
GeneID	9575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-600 di CLOCK umano (NP_004889.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15516
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio