


Anticorpo Monoclonale Anti-Clpp Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16740

Numero articolo: CM0009114



introduzione

Anticorpo monoclonale CLPP di coniglio per Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC e ELISA. Convalidato in uomo, topo e ratto. Bersaglia la subunità della proteasi ClpXP mitocondriale, proteina di 30 kDa, fondamentale per il controllo qualità delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLPP Rabbit mAb
Note/Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8192
GeneID	8192
Immunogeno	Pepetide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 178-277 di CLPP umano (Q16740).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16740
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio