


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clpp Per Wb, Elisa - Q16740

Numero articolo: CM0029763



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CLPP umano (proteasi ClpP mitocondriale) per applicazioni di Western blot e ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Utile per la ricerca sul controllo di qualità delle proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLPP Rabbit pAb
Note/Alias	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8192
GeneID	8192
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16740
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio