

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Clps (Colipasi) Per Wb Ed Elisa - P04118

Numero articolo: CM0015995

introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale di coniglio contro CLPS (colipasi), validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo lipidico, la digestione e la segnalazione della sazietà.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CLPS Rabbit pAb
Note/Alias	CLPS; colipasi
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1208
GeneID	1208
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P04118
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante