

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Clptm1 Per Wb E Elisa - 096005

Numero articolo: CM0025129

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a CLPTM1 umano. Adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Utilizzare per investigare la trasmissione GABAergica, lo scrambling lipidico e il processamento delle ancore GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	CLPTM1 Coniglio pAb
Note/Alias	CLPTM1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1209
Gene ID	1209
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di CLPTM1 umano (NP_001285.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	096005
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio