


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Clpx Per Wb, Elisa - 076031

Numero articolo: CM0003266



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CLPX umano, chaperone mitocondriale dipendente da ATP. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio del controllo della qualità delle proteine mitocondriali e della biosintesi dell'eme.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLPX Rabbit mAb
Note/Alias	EPP2; CLPX
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10845
GeneID	10845
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 534-633 della CLPX umana (076031).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	076031
Peso proteico	69 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio