


Anti-Clspn (Claspin) Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Haw4

Numero articolo: CM0023112



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a CLSPN/Claspin umano (UniProt Q9HAW4). Adatto per WB ed ELISA. Ideale per indagare i checkpoint di danni al DNA, la stabilità della forcella di replicazione e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CLSPN Coniglio pAb
Note/Alias	CLSPN; claspin
Specie	Umano
GeneID (umano)	63967
GeneID	63967
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 650-750 di CLSPN umano (NP_001177410.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9HAW4
Peso Proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio