

Anticorpo Policlonale Anti-Clstn3 Per Wb, Elisa - Q9Bqt9

Numero articolo: CM0013051

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la Calsintena-3 umana (CLSTN3), adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva la CLSTN3 di topo, con un peso molecolare previsto di 106 kDa. Ideale per studi sulla biologia delle sinapsi e sulla termogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	CLSTN3 Rabbit pAb
Note/Alias	CSTN3; CDHR14; alcbeta; CLSTN3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 730-850 della CLSTN3 umana (NP_055533.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9BQT9
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio