

Anticorpo Policlonale Anti-Clta Per Wb, Elisa - P09496

Numero articolo: CM0028616



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla Clathrina light chain A (CLTA) umana. Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca sull'endocitosi e sul fuso mitotico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLTA Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LCA; CLTA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1211
GeneID	1211
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-218 della CLTA umana (NP_001824.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09496
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio