

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Cltb Per Wb, If/Icc, Elisa - P09497

Numero articolo: CM0029620

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro CLTB umana (Catena leggera della clatrina B), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle fosse e le vescicole rivestite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CLTB Rabbit pAb
Note/Alias	LCB; CLTB
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	1212
ID gene	1212
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 della CLTB umana (NP_001825.1).
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09497
Peso proteico	25 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio