


Anticorpo Policlonale Anti-Clusterin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10909

Numero articolo: CM0017974



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Clusterin (ApoJ, TRPM-2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reattività con umano, topo, ratto. Ideale per studi su apoptosi, complemento e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Clusterin Coniglio pAb
Note/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterin
Specie	Umano
GeneID (umano)	1191
GeneID	1191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-449 della catena alfa di Clusterin umana (NP_976084.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10909
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio